

INDICADOR 05:

Cobertura vacinal de Poliomielite inativada e de Pentavalente.

OBS1: Registrar a dose aplicada da 3ª dose da VIP e 3ª dose da Pentavalente em menores de 1 ano.

OBS2: Serão considerados os cadastros dos cidadãos até 1 ano de idade realizados via módulo cidadão (abertura de prontuário clínico) no sistema com PEC ou ficha de cadastro individual no sistema com CDS. A criança deve ter o número do CNS vinculado ao seu cadastro. Caso não tenha esse número é necessário realizar a busca/atualização no módulo “Cidadão”, conforme observado nos demais indicadores. Importante observar também se está com a data de nascimento correta.

INDICADOR 06:

Percentual de pessoas Hipertensas com Pressão Arterial aferida em cada semestre.

MÉDICO E ENFERMEIRO devem indicar no campo problema e/ou condição detectada do bloco “Avaliação” do SOAP o CÓDIGO CID OU CIAP2 relacionado à hipertensão arterial.

A seguir, são listados os códigos para a condição hipertensão.

CIAP2: K86; K87; W81

CID10: I10, I11, I110, I119, I12, I120, I129, I13, I130, I131, I132, I139, I15, I150, I151, I152, I158, I159, I270, I272, O10, O100, O101, O102, O103, O104 e O109

INDICADOR 07:

Percentual de diabéticos com solicitação de Hemoglobina Glicada.

OBS1: No bloco SOAP, clicar em “Exames”, “Solicitações do atendimento” e “Adicionar exame.

Adicionar código do SIGTAP relacionado ao EXAME DE HB1AC no campo “Exame” e clicar em “Salvar”. O exame ainda pode ser impresso e entregue ao cidadão. Procedendo dessa forma o exame é considerado solicitado.

SIGTAP: 02.02.01.05-03 - Dosagem de Hemoglobina Glicosilada

A seguir, são listados os códigos para a condição diabetes.

CIAP2: T89; T90; W85

CID10: E10, E100, E101, E102, E103, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E11, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E12, E120, E121, E122, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, E13, E130, E131, E132, E133, E134, E135, E136, E137, E138, E139, E14, E140, E141, E142, E143, E144, E145, E146, E147, E148, E149, O24, O240, O241, O242, O243, O244, O249, P702

INDICADOR 02:

Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV.

ADICIONAR UM DOS CÓDIGOS DO SIGTAP RELATIVO AOS EXAMES DE HIV E SÍFILIS E TESTES RÁPIDOS:

SIGTAP para a sorologia de sífilis
02.02.03.111-0 (TESTE NÃO TREPONÊMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS) 02.02.03.117-9 (TESTE NÃO TREPONÊMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTES)
SIGTAP para a sorologia de HIV
02.02.03.030-0 (PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 "ELISA")
SIGTAP para o teste rápido de sífilis
02.14.01.007-4 (TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS) 02.14.01.008-2 (TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO)
SIGTAP para o teste rápido de HIV
02.14.01.05-8 (TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO DE HIV) 02.14.01.004-0 (TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO)

OBS1: Não esquecer de solicitar o exame como EXAME COMUM, e após a solicitação, AVALIAR O EXAME NO PEC, ADICIONANDO O RESULTADO DESTES.

INDICADOR 03:

Proporção de gestantes com atendimento Odontológico realizado.

OBS: VERIFICAR se a usuária já está identificada no sistema como GRÁVIDA. Caso já esteja no acompanhamento de Pré-natal, fazer o atendimento normalmente. Se necessário, adicionar o código indicando a gravidez da paciente (W78, se não for gravidez de risco).

INDICADOR 04:

Cobertura de exame Citopatológico.

NA SEÇÃO "PLANO" DO SOAP, REGISTRAR NO BLOCO DE INTERVENÇÃO E/OU PROCEDIMENTOS CLÍNICOS A REALIZAÇÃO DO EXAME CITOPATOLÓGICO.

SIGTAP 02.01.02.003-3 - Coleta de Material p/ exame citopatológico de colo uterino

OBS1: Nos campos subjetivo, preencher o código **CIAP2: 37- CITOLOGIA ESFOLIATIVA**, e no campo Avaliação, determinar o **CIAP2: A98 - MEDICINA PREVENTIVA**, ou, **A97 - SEM DOENÇA**.

OBS2: Não esquecer de solicitar o exame como EXAME COMUM, e após a solicitação, AVALIAR O EXAME NO PEC, ADICIONANDO O RESULTADO DESTES.

NOVOS INDICADORES DA APS

GUIA DE CÓDIGOS SIGTAP, CIAP2 E CID10

INDICADOR 01:

Proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas pré-natal (PN) realizadas, sendo a primeira realizada até a 20ª semana de gestação.

CÓDIGOS PARA AS CONDIÇÕES DA GESTANTE:

CIAP2: W03, W05, W29, W71, W78, W79, W80, W81, W84 e W85

CID10: O11, O120, O121, O122, O13, O140, O141, O149, O150, O151, O159, O16, O200, O208, O209, O210, O211, O212, O218, O219, O220, O221, O222, O223, O224, O225, O228, O229, O230, O231, O232, O233, O234, O235, O239, O299, O300, O301, O302, O308, O309, O311, O312, O318, O320, O321, O322, O323, O324, O325, O326, O328, O329, O330, O331, O332, O333, O334, O335, O336, O337, O338, O752, O753, O990, O991, O992, O993, O994, O240, O241, O242, O243, O244, O249, O25, O260, O261, O263, O264, O265, O268, O269, O280, O281, O282, O283, O284, O285, O288, O289, O290, O291, O292, O293, O294, O295, O296, O298, O009, O339, O340, O341, O342, O343, O344, O345, O346, O347, O348, O349, O350, O351, O352, O353, O354, O355, O356, O357, O358, O359, O360, O361, O362, O363, O365, O366, O367, O368, O369, O40, O410, O411, O418, O419, O430, O431, O438, O439, O440, O441, O460, O468, O469, O470, O471, O479, O48, O995, O996, O997, Z640, O00, O10, O12, O14, O15, O20, O21, O22, O23, O24, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O41, O43, O44, O46, O47, O98, Z34, Z35, Z36, Z321, Z33, Z340, Z340, Z348, Z349, Z350, Z351, Z352, Z353, Z354, Z357, Z358, Z359

OS CÓDIGOS QUE PODEM SER UTILIZADOS PARA ENCERRAR UMA GESTAÇÃO SÃO MOSTRADOS NO QUADRO A SEGUIR:

CIAP2	Descrição	CID10 relacionáveis
W82	Aborto espontâneo	O02, O03, O05, O06
W83	Aborto provocado	O04, Z30.3
W90	Parto sem complicações de nascido vivo	O80, Z37.0, Z37.9, Z38, Z39
W91	Parto sem complicações de natimorto	Z37.1, Z37.9
W92	Parto com complicações de nascido vivo	O42, O45, O60, O61, O62, O63, O64, O65, O66, O67, O68, O69, O70, O71, O73, O75.0, O75.1, O75.4, O75.5, O75.6, O75.7, O75.8, O75.9, O81, O82, O83, O84, Z37.2, Z37.5, Z37.9, Z38, Z39
W93	Parto com complicações de natimorto	O42, O45, O60, O61, O62, O63, O64, O65, O66, O67, O68, O69, O70, O71, O73, O75.0, O75.1, O75.4, O75.5, O75.6, O75.7, O75.8, O75.9, O81, O82, O83, O84, Z37.1, Z37.3, Z37.4, Z37.6, Z37.7, Z37.9